




snovebotky.cz

Boty pro ortézy_výstup z měření

Výrobce požaduje mimo vyplněnou kartu měření také zaznačení, kde bylo měření provedeno.

Výrobci tyto fotografie ulehčí výrobu a zamezí případným nedorozuměním.

Níže ilustrační návod, jak by měl výstup z měření vypadat.



**Obkreslení spodní části ortézy +
zaznačení údajů o délce/šířce.**



Vyznačení místa, kde bylo měřeno + záznam údajů o naměřené výšce/šířce.

