



Karta pomiaru stóp do Buto-ortozy AurelkaORTO (Měřicí karta ortézové boty)

Imię i nazwisko klienta (Jméno a příjmení klienta):

Data badania (Datum měření): Model obuwia (Model obuvi):

Imię i nazwisko osoby wykonującej pomiar (Jméno osoby, která provádí měření):

	Oznaczenie na schemacie**	Cecha Funkce	Stopa lewa Levá noha	Stopa prawa Pravá noha
Pomiary niezbędne Povinné údaje	-	Rozmiar sugerowany przez klienta (Rozměr dle klienta)		
	E	Długość stopy/ortozy/wkładki*** [w cm] (Délka chodidla v cm)		
	A	Obwód przodostopia [w cm] (Obvod přes metatarzy)		
	B	Obwód śródstopia [w cm] (Obvod přes nárt)		
	C	Obwód przez piętę [w cm] (Obvod přes patu)		
	D	Obwód na kostkę [cm] (Obvod přes kotník)		
	F	Szerokość przodostopia [w cm] (Šířka přední části chodidla)		
	G	Szerokość pięty [w cm] (Šířka paty)		
Pomiary opcjonalne Nepovinné údaje	H	Wysokość zakończenia palucha [w cm] (Výška prstů)		
	I	Wysokość stawu palucha [w cm] (Výška kloubu palce)		
	J	Wysokość podbicia [w cm] (Výška nártu)		
Pomiary niezbędne dla Buto-ortozy Měření pro ortézové boty	K	Wysokość cholewki [w cm] (Výška svršku – jak vysoká má být korekce)		
	L	Obwód łydki na górze cholewki [w cm] (Obvod lýtky v horní části svršku/ na konci boty)		
	M	Obwód łydki w najszerszym miejscu [w cm] (Obvod lýtky v nejširším místě)		
	N	Wysokość najszerszego miejsca łydki [w cm] (Výška nejširšího místa lýtky)		
	O	Wysokość usztywnienia (zakładki) [w cm] (Výška vyztužení – jak vysoká má být ortéza)		

<p>Dodatkové uwagi:</p> <p>Doplňkové poznámky:</p> <p><i>*je možné určit tvrdost ortézy (tvrdost je možné kombinovat – např. kotník tvrdá, lýtka měkká)</i></p>	<p>Typ podrážky:</p> <p>Typ korekce:</p> <p>Typ podšívky (v případě, kdy je jiná než přírodní kůže):</p> <p>Další poznámky:</p>
--	--

- 1) Při měření je vhodné pomoc druhé osoby
- 2) Měření provádějte ve stoje, v případě nechodícího klienta vsedě se zachováním pravého úhlu pod kolenem
- 3) Každé chodidlo měřit zvlášť
- 4) Pokud budou v obuvi použité vložky, měření provádět s vložkou pod chodidlem
- 5) Pokud budou v obuvi použité ortézy, měření provádět s ortézou.
- 6) Při měření s ortézou zohlednit pásky, zapínání
- 7) Uvádět skutečné naměřené hodnoty bez nadměrků dle vlastního uvážení (netýká se velikosti obuvi)
- 8) Je vhodné doplnit o fotografie zepředu, zezadu a z boku